

ProCare Sure I-PM

Indicador de proceso, curva indicadora

para la vigilancia visual rutinaria en el proceso de limpieza y desinfección.



- Seguridad adicional con el uso rutinario
- Manejo fácil gracias a indicadores autoadhesivos
- 192 indicadores por unidad de embalaje
- Documentación completa con el formulario en formato PDF

Código EAN: 4002516364702 / Número de material: 11577000 /
Número de material antiguo: 68915101D

Familia de productos	
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Principales ámbitos de aplicación	
Laboratorios médicos	•
Farmacias	•
Clínicas dentales	•
Medicina general	•
Cirugía	•
Dermatología	•
Ginecología	•
Otorrinolaringología	•
Oftalmología	•
Urología	•
Consultas y clínicas dentales	•
Medidas y peso	
Medidas exteriores, profundidad bruta en mm	270,00
Medidas y peso	
Medidas ext., alto bruto en mm	25
Medidas ext., ancho bruto en mm	165
Medidas ext., fondo bruto en mm	270
Peso bruto en kg	0