


APTD 500

Cesto

para el alojamiento de hasta 8 frascos y otro instrumental de cuerpo hueco.



- Fácil funcionamiento alterno con otros cestos: fácil conversión
- Preparación higiénica debido a toberas inyectoras individuales
- El volumen de suministro incluye un adaptador
- Altura máx. de los utensilios 375 mm, diámetro 100 mm

Código EAN: 4002516381709 / Número de material: 11622900 /
Número de material antiguo: 67650200D

Familia de productos	
Lavavajillas de tanque	•
Pertenencia de aparatos	
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
Categoría de producto	
Cesto para frascos y otros instrumentos de cuerpo hueco	•
Características del producto	
Material	Alambre, rilsanizado
Color	Blanco
Capacidad	
Frascos de hasta 375 mm de alto [número]	8
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	227
Medidas ext., ancho neto en mm	500
Medidas ext., fondo neto en mm	500
Medidas ext., alto bruto en mm	475
Medidas ext., ancho bruto en mm	540
Medidas ext., fondo bruto en mm	540
Peso neto en kg	2,93
Peso bruto en kg	4,40