

## ProCare Protein Check Protein Check

para la comprobación y evaluación cualitativa de posibles restos proteicos.



- Prueba de residuos tras limpieza y desinfección térmica
- Aplicación precisa
- Breve tiempo de actuación de 3 minutos
- 3 unidades por paquete

Código EAN: 4002516374169 / Número de material: 11626810 /  
Número de material antiguo: 69910103D

<b>Familia de productos</b>	
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto bruto en mm	28
Medidas ext., ancho bruto en mm	157
Medidas ext., fondo bruto en mm	232
Peso bruto en kg	0
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto bruto en mm	28
Medidas ext., ancho bruto en mm	157
Medidas ext., fondo bruto en mm	232
Peso neto en kg	0,18
Peso bruto en kg	0,18