

APWD 127

Complemento

preparación y desinfección de los utensilios en lavacuñas.



Código EAN: 4002516390763 / Número de material: 11668550 /
Número de material antiguo: 68513700D

Familia de productos	
Lavadora desinfectadora de cuñas	•
Pertenencia de aparatos	
PWD 8545	•
Categoría de producto	
comp. cuñas y orinales	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. de cuñas y orinales	•
Capacidad	
Orinales [número]	3
Cuñas [número]	1
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	400
Medidas ext., ancho neto en mm	400
Medidas ext., fondo neto en mm	305
Medidas ext., alto bruto en mm	350
Medidas ext., ancho bruto en mm	430
Medidas ext., fondo bruto en mm	505
Peso neto en kg	1,93
Peso bruto en kg	3,58