

A 814/1

Alojamiento

para la preparación óptima de puntas para Air Scaler y Piezo Scaler.



- Para su uso en los cestos superiores A 105/1, O 177/1 y APWD 061
- Indep. del fabricante, para una variedad de puntas diferentes
- Posible uso de varios alojamientos en conexión con A 813/1
- Uso en las lavadoras desinfectadoras PWD 8531 y PWD 8532 posible

Código EAN: 4002516428558 / Número de material: 11691870 /
Número de material antiguo: 68681401D

Familia de productos	
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Categoría de producto	
aloj.	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. dental	•
Capacidad	
Picos de ultrasonidos [número]	1
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	48
Medidas ext., ancho neto en mm	22
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	12
Medidas ext., ancho bruto en mm	80
Medidas ext., fondo bruto en mm	120
Peso neto en kg	0,06
Peso bruto en kg	0,77