

A 865

Alojamiento

para el alojamiento óptimo de jeringas MF y 3F.



- Uso con cesto superior A 105/1 y módulo A 315
- Compatible con jeringas de gran cantidad de fabricantes usuales

Código EAN: 4002516413752 / Número de material: 11709860 /  
Número de material antiguo: 69686500D

<b>Familia de productos</b>	
Lavadoras desinfectadoras	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Categoría de producto</b>	
aloj.	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. inst. dental	•
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	121
Medidas ext., ancho neto en mm	28
Medidas ext., alto bruto en mm	108
Medidas ext., ancho bruto en mm	117
Medidas ext., fondo bruto en mm	305
Peso neto en kg	0,30
Peso bruto en kg	0,93