

A 865

Alojamiento

para el alojamiento óptimo de jeringas MF y 3F.



Código EAN: 4002516413752 / Número de material: 11709860 /
Número de material antiguo: 69686500D

Familia de productos	
Lavadoras desinfectadoras	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8581	•
PG 8591	•
Categoría de producto	
aloj.	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. dental	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	121
Medidas ext., ancho neto en mm	28
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	108
Medidas ext., ancho bruto en mm	117
Medidas ext., fondo bruto en mm	305
Peso neto en kg	0,30
Peso bruto en kg	0,93

- Uso con cesto superior A 105/1 y módulo A 315
- Compatible con jeringas de gran cantidad de fabricantes usuales