

A 317
Complemento
para el alojamiento óptimo de 6 bandejas Tray.



- Equipado con 7 soportes (6 compartimentos)
- Inclinación ajustable para diferentes series de aparatos

Código EAN: 4002516413875 / Número de material: 11710110 /
Número de material antiguo: 68631700D

Familia de productos	
Lavadoras desinfectadoras	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8528	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Categoría de producto	
Accesorio band.s/tablas	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Número de compartimentos	6
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. dental	•
Prep. band.s/tablas	•
Capacidad	
Trays/band.s [número]	6
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	142
Medidas ext., ancho neto en mm	154
Medidas ext., fondo neto en mm	465
Medidas ext., alto bruto en mm	220
Medidas ext., ancho bruto en mm	205
Medidas ext., fondo bruto en mm	510
Peso neto en kg	0,83
Peso bruto en kg	2,43