


APST 010 Soporte giratorio 90 grados Para uso en PST 2210 y PST 2220.



- recoge hasta 5 bandejas estándar
- Girado 90° recoge hasta 2 contenedores/cartuchos
- Superficie útil Tamaño de cartucho (mm): 190 x 70 x 375

Código EAN: 4002516480822 / Número de material: 11748660 / Número de material antiguo: 68900011D

Familia de productos	
Autoclaves de sobremesa	•
Pertenencia de aparatos	
PST 2210	•
PST 2220	•
Categoría de producto	
Soporte	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. de oftalmología	•
Prep. inst. de ginecología	•
Prep. inst. de ORL	•
Prep. inst. dental	•
Prep. inst. quirúrgico	•
Prep. inst. con cuerpo hueco	•
Capacidad	
Trays/band.s [número]	5
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	0
Medidas ext., ancho neto en mm	0
Medidas ext., fondo neto en mm	0
Medidas ext., alto bruto en mm	250
Medidas ext., ancho bruto en mm	230
Medidas ext., fondo bruto en mm	505
Peso neto en kg	0,47
Peso bruto en kg	0,99