

DKF 13-P
Filtro antiolor con carbón activado
para campanas extractoras Miele DA 3366/3466/3496.

Código EAN: 4002516429142 / Número de material: 11762540 /
Número de material antiguo: 28996422EU1



- Carbón activo: neutraliza los olores desagradables de la cocina.
- Contenido: 1 filtro
- Para uso con campana en modo recirculación de Miele
- Para conservar la potencia: cambio de filtro cada 6 meses
- Medidas: 47,65 cm x 11,5 cm x 3,0 cm