

DKF 15-P
Filtro antiolor con carbón activado
para campanas extractoras Miele DA 25xx/2450/2580.



Código EAN: 4002516429159 / Número de material: 11762550 /
Número de material antiguo: 28996423EU1

- Carbón activo: neutraliza los olores desagradables de la cocina.
- Contenido: 2 filtros
- Para uso con campana en modo recirculación de Miele
- Para conservar la potencia: cambio de filtro cada 6 meses
- Medidas: 26,3 cm x 21,5 cm x 2,0 cm