

DKF 19-P

Filtro antiolor con carbón activado
para campanas extractoras Miele DA 23x0/266x/269x/35xx/36xx.



Código EAN: 4002516429333 / Número de material: 11762560 /
Número de material antiguo: 28996424EU1

- Carbón activo: neutraliza los olores desagradables de la cocina.
- Contenido: 2 filtros
- Para uso con campana en modo recirculación de Miele
- Para conservar la potencia: cambio de filtro cada 6 meses
- Medidas: 24,2 cm x 15,0 cm x 2,0 cm