

DKF 20-P

Filtro antiolor con carbón activado

para juego/camb. recirc. Miele DUU 2900 de campanas extractoras DA 280x/290x.



Código EAN: 4002516429371 / Número de material: 11762610 /  
Número de material antiguo: 28996428EU1

- Carbón activo: neutraliza los olores desagradables de la cocina.
- Para uso con campana en modo recirculación de Miele
- Para conservar la potencia: cambio de filtro cada 6 meses
- Disponible como set de reserva de 2 (ver DKF 21-1)
- Contenido: 2 filtros (2xDKF 18-1), medidas: 43,0 x 10,0 x 2,0 cm