

A 813/1

Adaptador

para la preparación óptima de instrumentos de transmisión con espray externo.



- Para uso en el cesto superior A 105/1 y cesto APWD 061
- De dos piezas, compuesto por una pieza sup. e inf. inc. accesorio

Código EAN: 4002516432555 / Número de material: 11763880 /
Número de material antiguo: 68681301D

Familia de productos	
Lavadoras desinfectadoras	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Categoría de producto	
aloj. y adaptador para instrumentos de transmisión	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. inst. dental	•
Capacidad	
inst. de transferencia [cantidad]	4
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	120
Medidas ext., ancho neto en mm	120
Medidas ext., fondo neto en mm	300
Medidas ext., alto bruto en mm	108
Medidas ext., ancho bruto en mm	117
Medidas ext., fondo bruto en mm	305
Peso neto en kg	0,19
Peso bruto en kg	1,00
Suministro del aparato	
E 362 tornillo ciego [número]	3
Boquilla con tubo de silicona [número]	4