

KFT 7000

FlexiTray

para una extracción cómoda gracias a la bandeja de cristal giratoria.



Código EAN: 4002516467472 / Número de material: 11775130 /  
Número de material antiguo: 36996111EU1

- Puede girar 180 grados hacia delante y hacia atrás
- La FlexiTray está hecha de cristal y plástico de alta calidad
- Las partes de cristal son aptas para el lavado en el lavavajillas
- Se puede usar en todos los niveles
- Más orden y mejor y visibilidad de los alimentos, sin esfuerzo