

KSB 70

Caja clasificadora PerfectFresh
para almacenar a la vista los alimentos en el frigorífico.

Código EAN: 4002516467496 / Número de material: 11779620 /
Número de material antiguo: 36996113EU1



- De plástico transparente de alta calidad
- Distribución versátil del espacio y mayor visibilidad
- Se puede desplazar lateralmente en el compartimento PerfectFresh
- Idóneo para alimentos delicados a la presión, p. ej. bayas
- Ideal para el cajón PerfectFresh Active y Pro K 7000