

DKF 31-P

Filtros de olores con carbón activo para campanas sist. recirc. de Miele
DAS 4x40, DAS 8x30 y según DKFS 31-P para DAS 2x20, DAS 4x20 y DAS 4x30.



Código EAN: 4002516442226 / Número de material: 11793450 /
Número de material antiguo: 28996433EU1

- Aire fresco e inodoro en toda la cocina
- Neutraliza los olores desagradables de la cocina
- Nivel acústico reducido gracias al material plisado
- Sustitución del filtro más rápida y sencilla
- Para conservar la potencia: cambio de filtro cada 6 meses
- Contenido: 2 filtros sin marco