

DKF 31-R

Filt. olores regen. con carbón activo para campanas sist. recirc. de Miele
DAS 4x40, DAS 8x30 y según DKFS 31-R para DAS 2x20, DAS 4x20 y DAS 4x30.

Código EAN: 4002516442219 / Número de material: 11793470 /
Número de material antiguo: 28996434EU1



- Aire fresco e inodoro en toda la cocina
- Carbón activo: neutraliza los olores desagradables de la cocina.
- Se regenera fácilmente en el horno una vez cada seis meses
- 3 años de vida útil
- Contenido: 2 filtros sin marco
- Resistencia reducida, gracias a su forma especial