

ProCare Med 10 PRE - 1 l [Typ 1]

Detergente manual, neutro, 1 l

con mecanismo de vertido, para tratamiento previo manual, ecológico.



- Instrumental limpio y seguro gracias a poder óptimo de limpieza
- Máxima protección del material
- Componentes fácilmente biodegradables
- Sin fosfatos
- Envases reciclables con tapón y etiqueta

Código EAN: 7612594269560 / Número de material: 11847510 /  
Número de material antiguo: 6980M0101V3

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Opciones de uso	
Eliminación de restos orgánicos	Muy bueno
Poner en remojo inst. y utensilios antes de la Prep. mecánica	Sehr gut
Recomendación de dosificación	
Valor pH de la solución utilizada	7,5
Pequeña abertura como mecanismo de vertido	•
Principales ámbitos aplicación	
Medicina general	•
Cirugía	•
Dermatología	•
Ginecología	•
Otorrinolaringología	•
Urología	•
Características del producto	
Tipo de medios	Producto de limpieza neutro
Forma agregada	Concentrado líquido
Componentes	Agente complejante (sin fosfato), Inhibidores de la corrosión, Ácidos orgánicos, Tensioactivos, Tensioactivos no aniónicos
Temp. almacenamiento mín. en °C	5
Temp. almacenamiento máx. en °C	25
Apto para acero inoxidable	•
Apto para aluminio	•
Apto para aluminio no anodizado	•
Apto para cerámica	•
Previene la corrosión	•
Buena capacidad de limpieza	•
Protección del material	•
Libre de fosfatos	•
Apto para inst. estándar	•
Apto para la Prep. manual de inst. y utensilios	•
Apto para disp. méd. reutilizables termoestables, invasivos/ no invasivos	•
Apto para inst. quirúrgico	•
Apto para equipos de anestesia	•
Para prevenir y reducir el secado de superficies sucias	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	217
Medidas ext., ancho neto en mm	85
Medidas ext., fondo neto en mm	85
Medidas ext., alto bruto en mm	250
Medidas ext., ancho bruto en mm	85
Medidas ext., fondo bruto en mm	85
Peso bruto en kg	1

ProCare Med 10 PRE - 1 l [Typ 1]

Detergente manual, neutro, 1 l

con mecanismo de vertido, para tratamiento previo manual, ecológico.

Código EAN: 7612594269560 / Número de material: 11847510 /

Número de material antiguo: 6980M0101V3

Cantidad de carga en ml

1000

**Normas, carácter id./identif.**

CE

