

ProCare Med 13 PRE - 500 ml

Espuma de pretratamiento, ligeramente alcalina, 500 ml para tratamiento previo manual, enzimático.



- El tratamiento previo reduce la adhesión de contaminantes
- Capacidad de enjuague mejorada al prevenir la deshidratación
- Mejora de la preparación mecánica de instrumental
- Máxima protección del material
- Envases reciclables con tapón y etiqueta

Código EAN: 7612594269300 / Número de material: 11847580 /  
Número de material antiguo: 6980M0271V3

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Opciones de uso	
Eliminación de sangre	Muy bueno
Eliminación de restos orgánicos	Muy bueno
Eliminación de restos de cultivos de tejidos y celulares	Muy bueno
Eliminación de mucosidades del inst. médico	Sehr gut
Reduce la adhesión de contaminantes a superficies	Sehr gut
Recomendación de dosificación	
Valor pH de la solución utilizada	8,0-9,0
Principales ámbitos aplicación	
Medicina general	•
Cirugía	•
Dermatología	•
Ginecología	•
Otorrinolaringología	•
Urología	•
Características del producto	
Tipo de medios	Espuma de pretratamiento
Componentes	Enzimas, Producto de conservación, Metil-isotiazolona, Tensioactivos, Tensioactivos no aniónicos
Temp. almacenamiento mín. en °C	5
Temp. almacenamiento máx. en °C	25
Apto para acero inoxidable	•
Apto para aluminio	•
Apto para aluminio no anodizado	•
Previene la corrosión	•
Protección del material	•
Libre de fosfatos	•
Muy fácil de aclarar	•
Apto para inst. estándar	•
Apto para metales no ferrosos	•
Apto para aluminio anodizado	•
Apto para la Prep. manual de inst. y utensilios	•
Apto para disp. méd. reutilizables termoestables, invasivos/ no invasivos	•
Apto para inst. quirúrgico	•
Apto para el transporte desde el lugar de uso a la zona de Prep.	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	187
Medidas ext., ancho neto en mm	67
Medidas ext., fondo neto en mm	67
Medidas ext., alto bruto en mm	187
Medidas ext., ancho bruto en mm	67
Medidas ext., fondo bruto en mm	67
Peso bruto en kg	1
Cantidad de carga en ml	500

ProCare Med 13 PRE - 500 ml

Espuma de pretratamiento, ligeramente alcalina, 500 ml  
para tratamiento previo manual, enzimático.

Código EAN: 7612594269300 / Número de material: 11847580 /  
Número de material antiguo: 6980M0271V3

**Normas, carácter id./identif.**

CE

