

ProCare Med 10 A - 5 l

Detergente universal, alcalino, 5 l

para la preparación mecánica de instrumental y utensilios.



- Para un uso universal con excelente poder de limpieza
- Apto para la eliminación de restos orgánicos
- Especialmente para sangre, restos de tejido y proteínas
- Envases reciclables con tapón y etiqueta

Código EAN: 7612594269331 / Número de material: 11847690 /
Número de material antiguo: 6980M0311V3

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Opciones de uso	
Eliminación de sangre	Muy bueno
Eliminación de proteínas	Muy bueno
Eliminación de restos orgánicos	Muy bueno
Eliminación de suciedad orgánica/no orgánica	Muy bueno
Eliminación de restos de cultivos de tejidos y celulares	Muy bueno
Recomendación de dosificación	
Valor pH de la solución utilizada	11,2-11,5
Principales ámbitos aplicación	
Medicina general	•
Cirugía	•
Dermatología	•
Ginecología	•
Otorrinolaringología	•
Oftalmología	•
Urología	•
Características del producto	
Tipo de medios	Producto de limpieza alcalino
Forma agregada	Concentrado líquido
Componentes	Álcalis, Agen complejante (sin fosfato), Inhibidores de la corrosión, Fosfato, Silicatos
Temp. almacenamiento mín. en °C	5
Temp. almacenamiento máx. en °C	25
Apto para acero inoxidable	•
Apto para cerámica	•
No apto para aluminio no anodizado	•
No apto para metales no ferrosos	•
Buena capacidad de limpieza	•
Protección del material	•
Sin tensioactivos	•
Gran versatilidad de uso	•
Apto para inst. estándar	•
No apto para aluminio no anodizado	•
Apto para la Prep. mecánica de inst. y utensilios	•
Apto para disp. méd. reutilizables termoestables, invasivos/no invasivos	•
Apto para inst. quirúrgico	•
Apto para inst. microquirúrgico	•
Apto para inst. MIS	•
Apto para equipos de anestesia	•
Apto para equipos de respiración	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	214
Medidas ext., ancho neto en mm	143
Medidas ext., fondo neto en mm	246

ProCare Med 10 A - 5 l
Detergente universal, alcalino, 5 l
para la preparación mecánica de instrumental y utensilios.



Código EAN: 7612594269331 / Número de material: 11847690 /
Número de material antiguo: 6980M0311V3

Medidas ext., alto bruto en mm	214
Medidas ext., ancho bruto en mm	143
Medidas ext., fondo bruto en mm	246
Peso bruto en kg	8
Cantidad de carga en ml	5000
Normas, carácter id./identif.	
CE	•