

ProCare Med 10 MA - 1 l [Typ 2]

Detergente universal, alcalino suave, 1 l

con cuello ancho para preparación óptima instrumental de transmisión y estándar.



- Detergente potente y al mismo tiempo respetuoso con materiales
- Apto para todo tipo de instrumental
- Componentes especiales, seleccionados y de alta calidad
- Poco espumoso y sin fragancias ni colorantes
- Envases reciclables con tapón y etiqueta

Código EAN: 7612594269362 / Número de material: 11847760 /
Número de material antiguo: 6980M0481V3

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Opciones de uso	
Eliminación de sangre	Muy bueno
Eliminación de restos orgánicos	Muy bueno
Eliminación de restos de cultivos de tejidos y celulares	Muy bueno
Eliminación de mucosidades del inst. médico	Sehr gut
Reduce la adhesión de contaminantes a superficies	Sehr gut
Recomendación de dosificación	
Gran apertura para lanza de dosificación	•
Valor pH de la solución utilizada	10,0
Principales ámbitos aplicación	
Medicina general	•
Cirugía	•
Dermatología	•
Ginecología	•
Otorrinolaringología	•
Oftalmología	•
Urología	•
Características del producto	
Tipo de medios	Prod limpieza alcalino suave
Forma agregada	Concentrado líquido
Componentes	Enzimas, Agen complejante (sin fosfato), Producto de conservación, Fosfato, Tensioactivos, Tensioactivos no aniónicos
Temp. almacenamiento mín. en °C	5
Temp. almacenamiento máx. en °C	25
Apto para acero inoxidable	•
Apto para aluminio	•
Apto para aluminio no anodizado	•
Apto para cerámica	•
Buena capacidad de limpieza	•
Protección del material	•
Gran versatilidad de uso	•
Máxima protección del material	•
Muy buena tolerancia del material	•
Apto para materiales delicados	•
Apto para inst. estándar	•
Apto para metales no ferrosos	•
Apto para aluminio anodizado	•
Apto para la Prep. mecánica de inst. y utensilios	•
Apto para disp. méd. reutilizables termoestables, invasivos/ no invasivos	•
Apto para inst. quirúrgico	•
Apto para inst. microquirúrgico	•
Apto para inst. MIS	•
Apto para equipos de anestesia	•

ProCare Med 10 MA - 1 l [Typ 2]

Detergente universal, alcalino suave, 1 l

con cuello ancho para preparación óptima instrumental de transmisión y estándar.



Código EAN: 7612594269362 / Número de material: 11847760 /
Número de material antiguo: 6980M0481V3

Apto para equipos de respiración •

Apto para inst. para unidades hospitalarias •

Apto para recipientes de esterilización de aluminio •

Medidas y peso

Medidas ext., alto neto en mm 244

Medidas ext., ancho neto en mm 83

Medidas ext., fondo neto en mm 83

Medidas ext., alto bruto en mm 244

Medidas ext., ancho bruto en mm 83

Medidas ext., fondo bruto en mm 83

Peso bruto en kg 1

Cantidad de carga en ml 1000

Normas, carácter id./identif.

CE •