

ProCare Med 30 C - 1 l [Typ 1]

Neutralizante, ácido, 1 l

con mecanismo de vertido, para neutralización óptima a base de ácido orgánico.



- Neutralizador suave para eliminar residuos alcalinos
- Máxima protección del material, libre de tensioactivos
- Puede combinarse de forma óptima con detergente ProCare Med 10 MA
- Dosificación más sencilla gracias a mecanismo de vertido preciso
- Envases reciclables con tapón y etiqueta

Código EAN: 7612594269591 / Número de material: 11847850 /
Número de material antiguo: 6980M0501V3

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Opciones de uso	
Retira suavemente los residuos alcalinos del inst. y los utensilios para su Prep.	Sehr gut
Recomendación de dosificación	
Recomendación de dosificación por ciclo	1-3 ml/l (0,1-0,3 %)
Valor pH de la solución utilizada	2,6
Pequeña abertura como mecanismo de vertido	•
Principales ámbitos aplicación	
Medicina general	•
Cirugía	•
Dermatología	•
Ginecología	•
Otorrinolaringología	•
Oftalmología	•
Urología	•
Características del producto	
Tipo de medios	Neutralizante ácido
Forma agregada	Concentrado líquido
Componentes	Ácidos orgánicos
Temp. almacenamiento mín. en °C	5
Temp. almacenamiento máx. en °C	25
Apto para acero inoxidable	•
Apto para aluminio	•
Apto para aluminio no anodizado	•
Apto para cerámica	•
Evita depósitos de cal y protege la carga	•
Sin tensioactivos	•
Neutralización de restos de álcalis propagados	•
Evita los depósitos de cal en la cuba	•
Apto para inst. estándar	•
Apto para aluminio anodizado	•
Apto para neutralización de aluminio no anodizado	•
Apto para la Prep. mecánica de inst. y utensilios	•
Apto para disp. méd. reutilizables termoestables, invasivos/ no invasivos	•
Apto para inst. quirúrgico	•
Apto para inst. microquirúrgico	•
Apto para equipos de anestesia	•
Apto para equipos de respiración	•
Apto para inst. para unidades hospitalarias	•
Apto para recipientes de esterilización de aluminio	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	217
Medidas ext., ancho neto en mm	85
Medidas ext., fondo neto en mm	85
Medidas ext., alto bruto en mm	244
Medidas ext., ancho bruto en mm	85

ProCare Med 30 C - 1 l [Typ 1]

Neutralizante, ácido, 1 l

con mecanismo de vertido, para neutralización óptima a base de ácido orgánico.

Código EAN: 7612594269591 / Número de material: 11847850 /
Número de material antiguo: 6980M0501V3

Medidas ext., fondo bruto en mm	85
---------------------------------	----

Peso bruto en kg	1
------------------	---

Cantidad de carga en ml	1000
-------------------------	------

Normas, carácter id./identif.	
--------------------------------------	--

CE	•
----	---

