

ProCare Med 30 P - 1 l [Typ 2]

Neutralizante, ácido, 1 l

con cuello ancho, para neutralización óptima a base de ácido inorgánico.



- Neutralizador fuerte para eliminar residuos alcalinos
- No apto para aluminio y zinc, libre de tensioactivos
- Puede combinarse de forma óptima con detergente ProCare Med 10 A
- Combin. con lanzas dosific. Miele gracias al cuello ancho botella
- Envases reciclables con tapón y etiqueta

Código EAN: 7612594269492 / Número de material: 11847960 /
Número de material antiguo: 6980M0681V3

| | |
|---|----------------------|
| Familia de productos | |
| Aparatos limpieza y desinf., medicina | • |
| Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina | • |
| Opciones de uso | |
| Retira suavemente los residuos alcalinos del inst. y los utensilios para su Prep. | Sehr gut |
| Recomendación de dosificación | |
| Recomendación de dosificación por ciclo | 1-3 ml/l (0,1-0,3 %) |
| Gran apertura para lanza de dosificación | • |
| Valor pH de la solución utilizada | 2,3 |
| Principales ámbitos aplicación | |
| Medicina general | • |
| Cirugía | • |
| Dermatología | • |
| Ginecología | • |
| Otorrinolaringología | • |
| Oftalmología | • |
| Urología | • |
| Características del producto | |
| Tipo de medios | Neutralizante ácido |
| Forma agregada | Concentrado líquido |
| Componentes | Ácidos anorgánicos |
| Temp. almacenamiento mín. en °C | 5 |
| Temp. almacenamiento máx. en °C | 25 |
| Apto para acero inoxidable | • |
| Apto para cerámica | • |
| No apto para aluminio no anodizado | • |
| Evita depósitos de cal y protege la carga | • |
| Sin tensioactivos | • |
| Neutralización de restos de álcalis propagados | • |
| Evita los depósitos de cal en la cuba | • |
| Apto para inst. estándar | • |
| No apto para aluminio no anodizado | • |
| Apto para la Prep. mecánica de inst. y utensilios | • |
| Apto para disp. méd. reutilizables termoestables, invasivos/ no invasivos | • |
| Apto para inst. quirúrgico | • |
| Medidas y peso | |
| Medidas ext., alto neto en mm | 244 |
| Medidas ext., ancho neto en mm | 83 |
| Medidas ext., fondo neto en mm | 83 |
| Medidas ext., alto bruto en mm | 244 |
| Medidas ext., ancho bruto en mm | 83 |
| Medidas ext., fondo bruto en mm | 83 |
| Peso bruto en kg | 1 |
| Cantidad de carga en ml | 1000 |
| Normas, carácter id./identif. | |
| CE | • |