

ProCare Med 40 - 1 l [Typ 1]

Abrillantador, neutro, 1 l

con mecanismo de vertido, enjuague de instrumental y utensilios, biocompatible.



- Tiempos de secado significativamente más cortos con menos manchas
- Un enjuague claro y limpio reduciendo la tensión superficial
- Dosificación más sencilla gracias a mecanismo de vertido preciso
- Envases reciclables con tapón y etiqueta

Código EAN: 7612594269652 / Número de material: 11848310 /
Número de material antiguo: 6980M0701V3

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Recomendación de dosificación	
Valor pH de la solución utilizada	7,9
Pequeña abertura como mecanismo de vertido	•
Principales ámbitos aplicación	
Medicina general	•
Cirugía	•
Dermatología	•
Ginecología	•
Otorrinolaringología	•
Características del producto	
Tipo de medios	Abrillantador
Forma agregada	Concentrado líquido
Componentes	Producto de conservación, Ácidos orgánicos, Tensioactivos, Tensioactivos no aniónicos
Temp. almacenamiento mín. en °C	5
Temp. almacenamiento máx. en °C	25
Apto para acero inoxidable	•
Apto para aluminio	•
Apto para aluminio no anodizado	•
Apto para cerámica	•
Mejora y acorta el secado	•
Muy fácil de aclarar	•
Apto para inst. estándar	•
Apto para aluminio anodizado	•
Apto para la Prep. mecánica de inst. y utensilios	•
Apto para disp. méd. reutilizables termoestables, invasivos/ no invasivos	•
Apto para inst. quirúrgico	•
Apto para inst. microquirúrgico	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	217
Medidas ext., ancho neto en mm	85
Medidas ext., fondo neto en mm	85
Medidas ext., alto bruto en mm	250
Medidas ext., ancho bruto en mm	85
Medidas ext., fondo bruto en mm	85
Peso bruto en kg	1
Cantidad de carga en ml	1000
Normas, carácter id./identif.	
CE	•