

ProCare Med 64 LUB - 200 ml

Productos para el tratamiento del instrumental, 200 ml  
para pulverización, para el cuidado manual de dispositivos médicos.



- Proporciona lubricación de artic., bisagras y superficies desliz.
- Buena protección del material frente al desgaste del instrumental
- Para proteger frente al desgaste, óxido, deslustre y manchas
- Hecho de aceite blanco médico de alta calidad, sin alérgenos
- Aceite impermeable, apto para esterilización
- Envases reciclables

Código EAN: 7612594269676 / Número de material: 11848940 /  
Número de material antiguo: 6980M0961V3

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
<b>Opciones de uso</b>	
Cuidado manual	Sehr gut
<b>Principales ámbitos de aplicación</b>	
Medicina general	•
Cirugía	•
Dermatología	•
Ginecología	•
Otorrinolaringología	•
Oftalmología	•
Urología	•
<b>Características del producto</b>	
Tipo de medios	Productos para mantenimiento
Componentes	Parafina
Temp. almacenamiento mín. en °C	5
Temp. almacenamiento máx. en °C	25
Apto para la Prep. manual de inst. y utensilios	•
Apto para disp. méd. reutilizables termoestables, invasivos/ no invasivos	•
Apto para inst. quirúrgico	•
Apto para todos los metales utilizados en productos médicos	•
No apto para polímeros	•
Apto para inst. quirúrgico con piezas móviles	•
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	174
Medidas ext., ancho neto en mm	50
Medidas ext., fondo neto en mm	50
Medidas ext., alto bruto en mm	174
Medidas ext., ancho bruto en mm	50
Medidas ext., fondo bruto en mm	50
Peso bruto en kg	0
Cantidad de carga en ml	200
<b>Normas, carácter de identificación, identificador</b>	
CE	•