

CK/1 DIN 51

Llave para bombona

para abrir fácilmente garrafas de ProCare de 5, 10 y 20 l.



Código EAN: 4002516480839 / Número de material: 11851600 /
Número de material antiguo: 66990002EU1

Familia de productos	
ProCare	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	27
Medidas ext., ancho neto en mm	223
Medidas ext., fondo neto en mm	85
Medidas ext., alto bruto en mm	55
Medidas ext., ancho bruto en mm	180
Medidas ext., fondo bruto en mm	250
Peso bruto en kg	0

- Llave de mano robusta y duradera
- Fácil apertura y cierre de las garrafas sin esfuerzo
- Se puede utilizar por las dos caras