


APLW 215

Módulo

Para el alojamiento óptimo de vidrio de laboratorio voluminoso hasta 50 l.



- Apto para el nivel 1
- Equipado con una boquilla de lavado especial
- Equipado con soporte de sujeción

Código EAN: 4002516525981 / Número de material: 11853940 /
Número de material antiguo: 69621500D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Categoría de producto	
Otro accesorio/Otro módulo	•
Módulo para vidrio de laboratorio de gran volumen	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Capacidad	
Vidrio de laboratorio de gran volumen [cantidad]	1
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	565
Medidas ext., ancho neto en mm	469
Medidas ext., fondo neto en mm	526
Medidas ext., alto bruto en mm	590
Medidas ext., ancho bruto en mm	520
Medidas ext., fondo bruto en mm	530
Peso neto en kg	3,84
Peso bruto en kg	5,14