


APLW 152

Cesto

Para el alojamiento de diversos complementos.



- Apto para el nivel 1
- La altura de carga depende de otros cestos empleados
- Medidas de carga: ancho 507 mm, profundidad 545 mm

Código EAN: 4002516526001 / Número de material: 11854310 /
Número de material antiguo: 69615200D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 7111	•
PLW 7111 [Safety]	•
Categoría de producto	
Soporte para cestos	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	180
Medidas ext., ancho neto en mm	559
Medidas ext., fondo neto en mm	568
Medidas ext., alto bruto en mm	180
Medidas ext., ancho bruto en mm	570
Medidas ext., fondo bruto en mm	625
Peso neto en kg	2,33
Peso bruto en kg	3,41