


APLW 106

Cesto

Para el alojamiento óptimo de módulos inyectores o complementos.



- Apto para los niveles 1 a 4
- Cesto con dos complementos modulares
- Para el alojamiento de hasta 2 módulos inyectores o complementos
- Cierre automático del acoplamiento en caso de no ser utilizado
- Medidas de carga según la posición y los cestos empleados

Código EAN: 4002516524717 / Número de material: 11854610 /
Número de material antiguo: 69610600D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 7111	•
Categoría de producto	
Cesto con acoplamiento de módulos	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Componente del sistema EasyLoad	•
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	151
Medidas ext., ancho neto en mm	559
Medidas ext., fondo neto en mm	621
Medidas ext., alto bruto en mm	175
Medidas ext., ancho bruto en mm	570
Medidas ext., fondo bruto en mm	630
Peso neto en kg	3,05
Peso bruto en kg	3,75