

WA UP1 1402 L

Miele UltraPhase 1

Detergente líquido de 2 componentes para prendas blancas, de color y delicadas.

Código EAN: 4002516501510 / Número de material: 11891600 /  
Número de material antiguo: 11997210EU2



- Para colores brillantes y ropa blanca reluciente
- ColorProtect para colores intensos durante más tiempo
- Ninguna sobredosificación, gracias a la dosificación automática
- Máximo rendimiento – 1,4 litros para 37 lavados
- Para lavadoras y lavasecadoras Miele con TwinDos