

WA UC 1501 L

Detergente líquido UltraColor 1,5 l

detergente líquido de gran eficacia para tejidos de color y negros.

Código EAN: 4002516531517 / Número de material: 11979360 /
Número de material antiguo: 11997231EU3



- Excelente eliminación de manchas, incluso a bajas temperaturas
- Contiene 7 enzimas para máxima limpieza
- Envase de plástico reciclado 100 %
- ColorProtect para colores intensos durante más tiempo
- Sin microplásticos y biodegradable
- Frescor duradero gracias a la fragancia Agua de Miele