

WA SO 1503 L

Suavizante UltraSoft 1,5 l

Devuelve a la ropa su tacto extra suave y un fresco aroma Aqua.

Código EAN: 4002516531166 / Número de material: 11987010 /
Número de material antiguo: 11997233EU3



- fragancia natural a pureza y frescura
- Reduce las arrugas y facilita el planchado
- Envase de plástico reciclado 100 %
- Sin microplásticos y biodegradable
- Evita las cargas electrostáticas en la secadora
- Máximo rendimiento: 50 lavados