


## APLW 214 Set LAB

### Juego de cestos

para preparar vidrios de laboratorio con toberas inyectoras y complementos.



- Para alojar 36 vidrios de cuello estrecho y otros vidrios de lab.
- Compuesto por: cesto superior A 101 y cesto inferior A 150
- Con complemento A 11/2 y 2 módulos A 301/5
- Componente del sistema EasyLoad

Código EAN: 4002516585169 / Número de material: 12036820 /  
Número de material antiguo: 69621400D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PG 8504	•
<b>Categoría de producto</b>	
Acc./mód. matraces de cuello estrecho	•
Cesto superior	•
Cesto inferior	•
Otros accesorios	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Componente del sistema EasyLoad	•
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. vidrio de laboratorio	•
<b>Capacidad</b>	
Matraces de cuello estrecho [número]	36
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	1
Medidas ext., ancho neto en mm	1
Medidas ext., fondo neto en mm	1
Medidas ext., alto bruto en mm	450
Medidas ext., ancho bruto en mm	560
Medidas ext., fondo bruto en mm	590
Peso neto en kg	10,33
Peso bruto en kg	13,75