


APLW 214 Set LAB

Juego de cestos

para preparar vidrios de laboratorio con toberas inyectoras y complementos.



- Para alojar 36 vidrios de cuello estrecho y otros vidrios de lab.
- Compuesto por: cesto superior A 101 y cesto inferior A 150
- Con complemento A 11/2 y 2 módulos A 301/5
- Componente del sistema EasyLoad

Código EAN: 4002516585169 / Número de material: 12036820 /
Número de material antiguo: 69621400D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Equipo para la limpieza industrial de piezas	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8504	•
PLW 8604	•
Categoría de producto	
Acc./mód. matraces de cuello estrecho	•
Cesto superior	•
Cesto inferior	•
Otros accesorios	•
Ámbito de aplicación	
Prep. vidrio de laboratorio	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Acero inoxidable, Negro
Componente del sistema EasyLoad	•
Capacidad	
Matraces de cuello estrecho [número]	36
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	1
Medidas ext., ancho neto en mm	1
Medidas ext., fondo neto en mm	1
Medidas ext., alto bruto en mm	450
Medidas ext., ancho bruto en mm	560
Medidas ext., fondo bruto en mm	590
Peso neto en kg	10,33
Peso bruto en kg	13,75