

WA SP 1501 L

Sport 1,5 l

perfecto para ropa deportiva y funcional.

Código EAN: 4002516605003 / Número de material: 12111970 /  
Número de material antiguo: 11997255EU3



- Limpieza higiénica y frescor duradero
- Mantiene intacta la transpirabilidad de las prendas
- Neutraliza los olores desagradables
- Protege las fibras para conservar las prendas y sus colores
- Envase de plástico reciclado 100 %
- Botella reciclable. Comprobado y confirmado externamente