

APFD 420
Cesto cubertero
Para alojar cubiertos.



- Apto para el complemento E 816
- 3 compartimentos de 70 x 64 mm
- Tirador ergonómico, desmontable

Código EAN: 4002516643968 / Número de material: 12118550 /
Número de material antiguo: 67042001D

Familia de productos	
Lavavajillas Freshwater	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Categoría de producto	
comp. cubiertos	•
Características del producto	
Material	Material sintético
Color	Blanco
Número de compartimentos	3
Acoplable en el cesto inferior	U 890
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	242
Medidas ext., ancho neto en mm	218
Medidas ext., fondo neto en mm	70
Medidas ext., alto bruto en mm	140

APFD 420
Cesto cubertero
Para alojar cubiertos.



Código EAN: 4002516643968 / Número de material: 12118550 /
Número de material antiguo: 67042001D

Medidas ext., ancho bruto en mm	150
Medidas ext., fondo bruto en mm	260
Peso neto en kg	0,09
Peso bruto en kg	0,21