

CoffeeCare Set

Set para la limpieza y el mantenimiento de máquinas de café Miele para todos los modelos CM y CVA de Miele.

Código EAN: 4002516599838 / Número de material: 12122930 /
Número de material antiguo: 29997256EU2



- Todos los productos para la limpieza necesarios a precio especial
- 6 pastillas descalcificadoras, 10 pastillas para limpieza
- 30 uds. de limpiador de cond. de leche, 1 paño de microf. Miele
- El mejor cuidado para años y años de fiabilidad