

Set UltraColor & Sport
Set de prueba detergentes UltraColor y Sport
formado por 3 UltraColor y 1 XXL Sport.

Código EAN: 4002516625278 / Número de material: 12141080 /
Número de material antiguo: 11997262EU3



- UltraColor y detergente Sport XXL a precio especial
- Sport: perfecto para ropa deportiva y funcional
- Envase de plástico reciclado 100 %
- Botella reciclable. Comprobado y confirmado externamente
- Lavado sencillamente perfecto. Con Miele.