

Set UltraColor & UltraWhite  
Set UltraColor y UltraWhite  
más de medio año de detergente Miele de regalo

Código EAN: 4002516657026 / Número de material: 12158250 /  
Número de material antiguo: 11997265EU3



- 1 paquete de UltraWhite para ropa blanca
- 3 detergentes UltraColor para ropa de color
- Excelente eliminación de manchas, incluso a bajas temperaturas
- Excelentes resultados a 20/30/40/60/95 °C
- Lavado sencillamente perfecto. Con Miele.