

APLW 631  
Complemento  
para el alojamiento óptimo de mascarillas respiratorias.



- Preparación segura de hasta 4 mascarillas respiratorias
- Con 4 cestos para objetos pequeños

Código EAN: 4002516726036 / Número de material: 12230130 /  
Número de material antiguo: 69663100D

<b>Familia de productos</b>	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
<b>Pertenencia de aparatos</b>	
PLW 8615 [Safety]	•
PLW 8616 [Safety]	•
PLW 8617 [Safety]	•
PLW 7111 [Safety]	•
<b>Categoría de producto</b>	
Complemento para máscaras respiratorias de protección	•
<b>Características del producto</b>	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
<b>Ámbito de aplicación</b>	
Prep. de mascarillas resp.	•
<b>Capacidad</b>	
Mascarillas respiratorias [número]	4
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto bruto en mm	190
Medidas ext., ancho bruto en mm	265
Medidas ext., fondo bruto en mm	550
Peso neto en kg	2,99
Peso bruto en kg	2,99