


APLW 633

Complemento

para alojar soportes de aparatos resp. y botellas de aire comprimido.



- Apto para la preparación de 2 soportes para aparatos respiratorios
- O para preparar hasta 2 botellas de aire comprimido
- Presurización con posibilidad de pequeños frascos de preparación
- Apto para el cesto APLW 152

Código EAN: 4002516726043 / Número de material: 12230150 /
Número de material antiguo: 69663300D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 7111 [Safety]	•
Categoría de producto	
Complemento para soportes para aparatos respiratorios de circuito abierto	•
Complementos para botellas de aire comprimido	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Prep. sop. ap. resp. de circuito abierto	•
Preparación de botellas de aire comprimido	•
Capacidad	
Botellas de aire comprimido [cantidad]	2
Soportes para aparatos respiratorios con botellas de aire comprimido [cantidad]	1
Sop. ap. resp. de circuito abierto [número]	2
Medidas y peso	
Medidas ext., alto bruto en mm	360
Medidas ext., ancho bruto en mm	520
Medidas ext., fondo bruto en mm	530
Peso neto en kg	10,91
Peso bruto en kg	10,92