

APLW 839

Soporte

para la fijación de botellas de aire comprimido.



- Contenido: 2 soportes para fijar una botella de aire comprimido
- Para uso en el complemento APLW 636

Código EAN: 4002516652045 / Número de material: 12230180 /
Número de material antiguo: 69683900D

Familia de productos	
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PLW 8615 [Safety]	•
PLW 8616 [Safety]	•
PLW 8617 [Safety]	•
Categoría de producto	
Soporte	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable
Color	Acero inoxidable
Ámbito de aplicación	
Preparación de botellas de aire comprimido	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto bruto en mm	12
Medidas ext., ancho bruto en mm	150
Medidas ext., fondo bruto en mm	200
Peso neto en kg	0,50
Peso bruto en kg	0,52