

APLW 873

Anexos

con mosquetón para la codificación por colores.



- Juego de 6 colgantes de diferentes colores y 6 mosquetones
- Para el uso con APFD 200, APFD 201, APLW 630 y APLW 631

Código EAN: 4002516726050 / Número de material: 12230230 /
Número de material antiguo: 69687300D

Familia de productos	
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Pertenencia de aparatos	
PG 8063	•
PG 8593	•
PLW 8615 [Safety]	•
PLW 8616 [Safety]	•
PLW 8617 [Safety]	•
PLW 7111 [Safety]	•
Categoría de producto	
Otros accesorios	•
Características del producto	
Material	Acero inoxidable, Material sintético
Color	Azul, Acero inoxidable, Amarillo, Verde, Negro, Blanco, Violeta
Ámbito de aplicación	
Prep. de reguladores	•
Prep. de máscaras resp.	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto bruto en mm	12
Medidas ext., ancho bruto en mm	80
Medidas ext., fondo bruto en mm	120
Peso neto en kg	0,03
Peso bruto en kg	0,03