

## ProCare Universal 70 ST - 500ml

Producto de limpieza universal, ligeramente alcalino, 500 ml para eliminar suavemente los residuos de grasa y la suciedad.



- Ultraconcentrado efectivo para los mejores resultados de limpieza
- Magnífico poder de disolución de contaminación por aceite y grasa
- Alta protección del material
- Recomendado para aparatos de acero inoxidable de Miele Professional y Steelco
- Galardonado con la EU Ecolabel
- Envases reciclables

Código EAN: 4002516693062 / Número de material: 12306020 /  
Número de material antiguo: 66917701V1

Familia de productos	
Lavavajillas Freshwater	•
Lavavajillas ProfiLine	•
Lavavajillas de tanque	•
Lavavajillas de campana	•
Lavadoras	•
Secadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., laboratorio	•
Secadoras	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadoras desinfectadoras	•
Aparatos limpieza y desinf., medicina	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., medicina	•
Lavadoras desinfectadoras, laboratorio	•
Aparatos grandes limpieza y desinf., laboratorio	•
Lavadoras desinfectadoras	•
Lavadoras desinfectadoras, medicina	•
Autoclaves de sobremesa	•
Autoclaves de gran capacidad	•
Autoclaves de sobremesa	•
Opciones de uso	
Limpieza de las superficies de acero inoxidable	•
Eliminación de restos de café y té	Muy bueno
Eliminación de restos de comida resacos	Muy bueno
Eliminación de las capas de almidón	•
Eliminación de grasa	Muy bueno
Eliminación de aceite	Muy bueno
Eliminación de sangre	Muy bueno
Eliminación de suciedad resistente o reseca	•
Eliminación de proteínas	Muy bueno
Eliminación de grasa	•
Eliminación de almidón	Muy bueno
Eliminación de aceite	•
Eliminación de proteínas	•
Eliminación de sangre	•
Eliminación de restos de alimentos	Muy bueno
Eliminación suciedad resistente/reseca	Muy bueno
Recomendación de dosificación	
Valor pH a 20 °C	10,8
Características del producto	
Tipo de medios	Producto para limpiar ac inox.
Forma agregada	Concentrado líquido
Componentes	Éteres de glicol, Agentes complejantes (sin fosfato), Agente disolvente, Tensioactivos aniónicos, tensioactivos no iónicos
Temp. almacenamiento mín. en °C	5
Temp. almacenamiento máx. en °C	25
Buena capacidad de limpieza	•

## ProCare Universal 70 ST - 500ml

Producto de limpieza universal, ligeramente alcalino, 500 ml para eliminar suavemente los residuos de grasa y la suciedad.



Código EAN: 4002516693062 / Número de material: 12306020 /  
Número de material antiguo: 66917701V1

Libre de fosfatos	•
Sin uniones de fósforo	•
Sin silicatos	•
Máxima protección del material	•
Detergente intensivo con tensioactivos	•
Potente efecto emulsionante y dispersante	•
Muy buena tolerancia del material	•
<b>Características del producto</b>	
Tipo de medios	Producto para limpiar ac inox.
Forma agregada	Concentrado líquido
Componentes	Éteres de glicol,Agentes complejantes (sin fosfato),Agente disolvente,Tensioactivos aniónicos,tensioactivos no iónicos
Temp. almacenamiento mín. en °C	5
Temp. almacenamiento máx. en °C	25
Apto para acero inoxidable	•
Buena capacidad de limpieza	•
Libre de fosfatos	•
Sin silicatos	•
Máxima protección del material	•
Detergente intensivo con tensioactivos	•
Potente efecto emulsionante y dispersante	•
Sin uniones de fósforo	•
Muy buena tolerancia del material	•
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas exteriores, profundidad bruta en mm	51,00
<b>Medidas y peso</b>	
Medidas ext., alto neto en mm	270
Medidas ext., ancho neto en mm	93
Medidas ext., fondo neto en mm	51
Medidas ext., alto bruto en mm	270
Medidas ext., ancho bruto en mm	93
Medidas ext., fondo bruto en mm	51
Peso bruto en kg	1
Cantidad de carga en ml	500
<b>Normas, carácter de identificación, identificador</b>	
EU Ecolabel	•
<b>Números de comprobación</b>	
EU Ecolabel: DE/020/507	•