

ProCare Tex 10 W - 20 l

Detergente líquido concentrado para prendas de lana, ligeramente ácido, 20 l para el lavado a máquina de prendas de lana.



- La lana no se apelmaza
- Evita la transferencia de colores
- Evita que se vuelvan a poner grises
- Testado dermatológicamente

Código EAN: 4002516732440 / Número de material: 12338960 /
Número de material antiguo: 59706301V1

Familia de productos	
Lavadoras	•
Dosificación	
Valor pH de la solución utilizada	4,8-5,8
Apto para una dosificación automática	•
Válido para todas las durezas de agua	•
Utilización	
Lavanderías autoservicio	•
Hoteles, gastronomía	•
Características del producto	
Biodegradable	•
Especialmente eficaz a baja temp.	•
Alta eficiencia de lavado con dosis bajas	•
Densidad (a 20 °C) en g/cm ³	1,03
Sin microplásticos	•
Manejo sencillo	•
Indicaciones de almacenamiento	
Temp. almacenamiento mín. en °C	0
Temp. almacenamiento máx. en °C	40
Conservar en lugar seco y a prueba de heladas	•
Volver a cerrar el recipiente inmediatamente después de retirar cantidades parciales	•
Caducidad en meses	24
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	385
Medidas ext., ancho neto en mm	258
Medidas ext., fondo neto en mm	294
Cantidad de carga en ml	20000
Normas, carácter id./identif.	
Conforme con GHS/CLP	•