

WTS 610

Bancada inferior con cajón para una carga y descarga ergonómicas, gracias la posición más elevada.



Código EAN: 4002516730538 / Número de material: 12349900 /
Número de material antiguo: 12996131D

- Gran espacio de almacenamiento en el cajón con con Push-Pull
- El contenido no se resbala con la alfombrilla antideslizante
- Para lavadoras y secadoras Nova Edition, así como de la generación W1 y T1
- No apto para el emplazamiento en columna
- Dimensiones (AnxAlxFo): 596 mm x 360 mm x 570 mm