

KWT 6422 i-1

Acondicionador de vino empotrable
con FlexiFrame y presentador 3D para los amantes del vino más exigentes.



Código EAN: 4002516712329 / Número de material: 12364290 /
Número de material antiguo: 36642202EU1


- Almacenamiento más flexible de botellas grandes con FlexiFrame
- Almacenamiento de vinos en paralelo con zonas de temperatura independientes
- Filtro Active AirClean
- Puesta en escena perfecta: iluminación LED



KWT 6422 i-1


Acondicionador de vino empotrable

con FlexiFrame y presentador 3D para los amantes del vino más exigentes.



KWT6422i, KWT6422i-1, Installation draw

[mm]



KWT6422i, KWT6422i-1, Interior dimensions (Installation drawings)