

ProCare Dent 10 MA - 5 l

Detergente líquido, alcalino suave, 5 l

para preparación óptima de instrumental de transmisión y estándar.



- Especialmente indicado para instrumental de transmisión
- Adaptado a las fases de preparación de la termodesinfectora Miele
- Alto cuidado del material
- Concentrado líquido

Código EAN: 4029577157388 / Número de material: 12392590 /
Número de material antiguo: 66913203V3

Familia de productos	
Lavadoras desinfectadoras	•
Opciones de uso	
Eliminación de sangre	Bueno
Eliminación de restos orgánicos	Bueno
Recomendación de dosificación	
Recomendación de dosificación por ciclo	3-5 ml/l (0,3-0,5 %)
Valor pH de la solución utilizada	10,6-10,7
Principales ámbitos de aplicación	
Clínicas dentales	•
Características del producto	
Tipo de medios	Prod limpieza alcalino suave
Forma agregada	Concentrado líquido
Componentes	Enzimas, Tensioactivos aniónicos, tensioactivos no iónicos
Apto para piezas de mano y codos	•
Máxima protección del material	•
Apto para inst. estándar y de transmisión	•
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	217
Medidas ext., ancho neto en mm	142
Medidas ext., fondo neto en mm	248
Medidas ext., alto bruto en mm	185
Medidas ext., ancho bruto en mm	175
Medidas ext., fondo bruto en mm	250
Peso bruto en kg	6
Cantidad de carga en ml	5000
Normas, carácter de identificación, identificador	
CE	•
Conforme con GHS/CLP	•