

ProCare Dent 10 MA - 5 l
Detergente líquido, alcalino suave, 5 l
para la preparación automatizada de instrumental dental y



- Especialmente indicado para instrumental de transmisión
- Adaptado a los procesos en lavadoras desinfectadoras Miele
- Alto cuidado del material
- Contiene enzimas
- El aluminio anodizado debe someterse a una prueba previa de idoneidad

Código EAN: 4029577157388 / Número de material: 12392590 /
Número de material antiguo: 66913203V3

Familia de productos	
Lavadoras desinfectadoras	•
Opciones de uso	
Eliminación de restos orgánicos	•
Recomendación de dosificación	
Recomendación de dosificación por ciclo	3-5 ml/l (0,3-0,5 %)
Gran apertura para lanza de dosificación	•
Valor pH a 20 °C	10,5
Intensidad de la suciedad	Ligero a medio
Se puede usar para todas las durezas de agua	•
Características del producto	
Tipo de medios	Prod limpieza alcalino suave
Forma agregada	Concentrado líquido
Componentes	Enzimas, Tensioactivos aniónicos, tensioactivos no iónicos
Temp. almacenamiento mín. en °C	0
Temp. almacenamiento máx. en °C	25
Principales ámbitos de aplicación	
Clínicas dentales	•
Características del producto	
Tipo de medios	Prod limpieza alcalino suave
Forma agregada	Concentrado líquido
Componentes	Enzimas, Tensioactivos aniónicos, tensioactivos no iónicos
Temp. almacenamiento mín. en °C	0
Temp. almacenamiento máx. en °C	25
Apto para instrumental de transmisión	•
Máxima protección del material	•
Apto para inst. estándar y de transmisión	•
Medidas y peso	
Medidas exteriores, profundidad bruta en mm	250,00
Medidas y peso	
Medidas ext., alto neto en mm	217
Medidas ext., ancho neto en mm	142
Medidas ext., fondo neto en mm	248
Medidas ext., alto bruto en mm	185
Medidas ext., ancho bruto en mm	175
Medidas ext., fondo bruto en mm	250
Peso bruto en kg	6
Cantidad de carga en ml	5000
Normas, carácter de identificación, identificador	
CE	•
Conforme con GHS/CLP	•